

MIK/MDS Provtagningsinstruktion: Coronaviruspaket för katt

CORONAVIRUSPAKET FÖR KATT

Avföringsprov tas vid fyra tillfällen med sju till nio dagars mellanrum och läggs i provburk med skruvlock (använd inte plastpåse). Lägg proverna i separata burkar, väl märkta med namn och provtagningsdatum. Proverna sparas i frys. Samtliga fyra prover skickas till SVA tillsammans med väl ifylld remiss:

[Remiss Serologi/PCR Katt](#)

Här kan [plastburk med skruvkork \(10-pack\)](#) beställas från SVA, eller order@sva.se eller telefon 018-67 43 00.