

MIK/BKT Provtagningsinstruktion för *Dermatophilus congolensis*

Provtagningsinstruktion för *Dermatophilus congolensis*

För analys används ryckta eller plockade krustor från infekterat område. Badda först med sprit på ovansidan av krustan och låt det dunsta. Ta provet under krustan och för över till ett rent rör. Till röret tillsätts någon enstaka droppe koksaltlösning, eftersom krustorna behöver lite fukt under transport till laboratoriet. För mycket fukt kan resultera i att mögel växer över vid odling. Röret försluts väl.

Har man en bredare frågeställning vid hudproblem kan det behövas olika provmaterial för bästa undersökning. Se nedan.

- **Streptotrikos** – **en droppe** koksalt tillsammans med 1-2 **msk** krustor.
- **Dermatofyter** (ringorm) - skickas **torrt**, många krustor, hår och hudflagor. Från utkanten av lesionen.
- **Bakteriologisk undersökning** - Använd E-svabb eller provtagningspinne avsedd för bakteriologisk odling (med eller utan kol).
- **Jästsvamp** är ytterligare en frågeställning hos hästar med långvariga hudproblem. Jästsvamp kan växa ut från alla tre provmaterial beskrivna ovan, så ytterligare prov behövs inte. Ange på remissen att analys för jästsvamp önskas.