

## KMF Provtagningsinstruktion Besiktningsprov för häst

---

### Provtagningsinstruktion Besiktningsprov för häst



1. Fyll i remissen ”Besiktningsprov för häst”.
2. Tag på engångshandskar.
3. Tag blodprov i alla fyra medföljande 10 ml:s heparinrör. Fyll dem helt, minimikravet är minst 9 ml plasma.
4. Märk alla blodrören med hästens identitet.
5. Låt ägaren/köparen kontrollera att märkningen på blodrören stämmer.
6. Förpacka alla blodrören i frigolitlådan.
7. Förpacka frigolitlådan i plastpåsen och förslut den.
8. Förpacka frigolitlådan och remissen i jiffypåsen.
9. Provtagningskitet sänds in för analys direkt efter blodprovstagningen.

Provsvaret skickas endast till den remitterande veterinären.