

## Provtagningsinstruktion Ekvint arteritvirus (EAV) sperma

---

- PCR-analys ska utföras på råsjerpa. Pre-ejakulat är inte ett accepterat provmaterial.
- Samla minst 0,4 ml råsjerpa i ett tätslutande provrör.
- Provet skickas tillsammans med kylklamp och ska anlända till labbet inom 48 timmar.
- Ett prov som inte kan skickas omgående ska förvaras fryst inför transport.
  
- Var noggrann med att förpacka proverna korrekt (se [Packa ditt prov](http://www.sva.se) på [www.sva.se](http://www.sva.se))